

## **Bruksanvisning**

1. Packa upp och inspektera produkten vid ankomst. Om du hittar skador på produkter kontakta omedelbart din leverantör.
2. Öppna väskan och lägg i produkten i väskans botten. Anpassa utrymmet med de medföljande passbitarna.
3. För att använda ström från fordonet skall den medföljande 12 V sladden användas.
4. Koppla han-kontakten på sladden till hon-kontakten på väskans utsida och 12 V pluggen på sladden till fordonets hon-kontakt.
5. När väskan är kopplad till ström underhållsladdas batteriet och driver värmepanelen. Den inbyggda termostaten aktiverar värmepanelen vid +5 och stänger av vid +15 grader.
7. Batteriet när det är fulladdat driver det värmen i väskan i ca 25-30 timmar. Batteriet är fulladdat från leverantören.
8. Om batteriet skall laddas från vägguttag skall medföljande tillbehörs adapter 220 V – 240V användas.
9. Det är ej tillåtet att byta ut eller modifiera väskans komponenter. Om någon avvikelse på väskan eller dess funktion upptäcks skall tillverkaren/leverantören kontaktas för åtgärd. Vid någon avvikelse får väskan ej användas.

### **Tillverkare:**

Akuthjälpen Åre AB / SafepaQ

Orgnr:556770-7327

[www.safepaq.se](http://www.safepaq.se)

[order@safepaq.se](mailto:order@safepaq.se)